

วิธีนำส่งไวรัสเพื่อฝากเก็บรักษา

ฝากแบบ Patent deposit

1. เอกสาร

ลงนามในฟอร์มฝากไวรัสแล้วส่งพร้อมกับไวรัส

2. ไวรัส

2.1. ส่งแบบพร้อมเก็บแบบแช่แข็ง

2.2. ระบุชื่อไวรัสและวันที่เก็บรักษาบนหลอดชัดเจน ฉลากต้องพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น แล้วใช้ Sealing film หรือเทปใสพันรอบฉลากเพื่อป้องกันฉลากหลุดเมื่อเก็บในตู้แช่แข็งหรือไนโตรเจนเหลว

2.3. ฝาก 11 หลอดต่อไวรัส 1 ตัวอย่าง

2.4. ในระหว่างการขนส่งจะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -70 ถึง -80 องศาเซลเซียส ไวรัสที่จัดอยู่ใน Risk Group 2 ต้องบรรจุและ ส่งโดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและชีววินัยหรือ IATA Dangerous Goods Regulations